

CÓDIGO: PT-LB-BQ-453	<b>HEMOGLOBINA GLICADA</b>	ELABORADO:  Adson Amaral	APROVADO:  Andersom Alvim	DATA:  27/04/2011	Ver:  001	Pg.:  1/5
-------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------

## 1. NOME DO TESTE

- A hemoglobina glicada é também chamada de hemoglobina glicosilada, hemoglobina A1c ou simplesmente, HbA1c.

## 2. APLICAÇÃO CLÍNICA

- Hemoglobina Glicada, também abreviada como Hb A1c, é uma forma de hemoglobina presente naturalmente nos eritrócitos humanos que é útil na identificação de altos níveis de glicemia durante períodos prolongados. Este tipo de hemoglobina é formada a partir de reacções não enzimáticas entre a hemoglobina e a glucose. Quanto maior a exposição da hemoglobina a concentrações elevadas de glucose no sangue, maior é a formação dessa hemoglobina glicada. Como esta reacção é irreversível, a hemoglobina glicada permite identificar a concentração média de glicose no sangue durante períodos longos de tempo, ignorando alterações de concentração episódicas. Isto é útil no diagnóstico de diabetes, mesmo que o doente se abstenha de consumir produtos com glucose dias antes da consulta, de forma a esconder a sua situação ou a incorrecta ingestão de alimentos, tendo em conta a sua condição. Também se evita assim que certos factores que alteram a concentração de glucose do sangue por curtos períodos (como por exemplo, o stress) possam indicar um falso diagnóstico.

## 3. PRINCÍPIO DO MÉTODO

- O programa do BIORAD D-10 Hemoglobina A1C utiliza o principio da cromatografia líquida de alta performance (HPLC). As amostras são automaticamente diluídas no aparelho e injetadas na coluna analítica. O D-10 utiliza um programado de gradiente de concentração que aumenta a força iônica para a coluna, onde as hemoglobinas são separadas baseadas em suas interações iônicas com o material da coluna. As frações da hemoglobina passam pelo filtro do fotômetro e as mudanças são mensuradas na absorbância em 415 nm.

## 4. AMOSTRA

- Tipos de amostra: Usar sangue total coletado com EDTA.
- Armazenamento e estabilidade da amostra: Até duas semanas se conservado em geladeira. Se conservado em freezer, a estabilidade é de 3 meses
- Crítérios para rejeição da amostra: Presença de coágulos.

### 4.1 PREPARAÇÃO DOS PRIMERS, CALIBRADORES, CONTROLES E AMOSTRAS.

- Primer (Sangue Total):**

Reconstituir com 1 mL de água destilada.

Aguardar 10 minutos; Homogeneizar gentilmente.

Estável por 1 dia a 2-8°C.

CÓDIGO: PT-LB-BQ-453	<b>HEMOGLOBINA GLICADA</b>	ELABORADO:  Adson Amaral	APROVADO:  Andersom Alvim	DATA:  27/04/2011	Ver:  001	Pg.:  2/5
-------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------

É passado uma vez por coluna.

- **Calibradores:**

Composto de dois níveis.

Reconstituir com 7 mL do diluente calibrador.

Aguardar de 5-10 minutos; Homogeneizar gentilmente.

Estável por 7 dias a 2-8°C.

Adicionar 1mL no microtubo de 1.5mL;

É feito uma vez por coluna.

- **Controles:**

Reconstituir com 0,5mL de água destilada.

Aguardar 10 minutos; Homogeneizar gentilmente.

Estável por 7 dias a 2 a 8°C.

Diluir 1:300 por análise (10µL de controle com 3mL de wash);

Passar os controles uma vez por dia.

- **Amostras:**

Não necessitam de pré-diluição, a menos que o volume da amostra seja menor que 2mL.

Se for o caso, pré-dilua a amostra a 1:300 no microtubo de 1,5mL (10µL de controle com 3mL de wash).

As amostras devem ser coletadas em tubos de vácuo contendo EDTA.

## 5. MATERIAIS REQUERIDOS

Equipamento da hemoglobina glicada.

## 6. REAGENTES

- **Tampão de Eluição 1:** Dois frascos contendo 2L de Bis-Tris/tampão fosfato, pH 6,0. Contém <0,05% azida sódica como conservante. **Pronto para uso.**
- **Tampão de Eluição 2:** Um frasco contendo 1L de Bis/Tris/tampão fosfato, pH 6,7. Contém < 0,05% de azida sódica como conservante. **Pronto para uso.**
- **Solução de Wash/Diluente:** Um frasco contendo 1,6L de água deionizada com < 0,05% de azida sódica como conservante. **Pronto para uso.**
- **Coluna analítica:** Uma coluna analítica, 4.0mm ID x 30mm.
- **Disquete:** Com parâmetros para o programa D-10 hemoglobina A<sub>1C</sub>.
- **Calibrador/Diluente:** Um conjunto contendo 3 frascos de calibradores nível e 3 frascos de calibrador nível 2 e e um frasco com diluente de calibrador.
- **Primer:** 4 frascos de hemolisado de células vermelhas liofilizados com gentamicina, tobramicina e EDTA como conservantes.

CÓDIGO: PT-LB-BQ-453	<b>HEMOGLOBINA GLICADA</b>	ELABORADO:  Adson Amaral	APROVADO:  Andersom Alvim	DATA:  27/04/2011	Ver:  001	Pg.:  3/5
-------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------

- **Frascos de amostras:** 100 frascos de 1,5mL.
- **Papel térmico:** Um rolo.

## 6.1 PREPARO DE REAGENTES

### a) Instalar novos Tampões e o Wash

Coloque o sistema em Sleep;  
 Remova os reagentes um de cada vez;  
 Não toque ou seque os “pescadores”.  
 Coloque cada garrafa de tampão no seu lugar apropriado.

**NOTA:** O frasco do tampão 1 é instalado para 200 injeções. Lembre-se de “resetar” o contador a cada troca.

### b) Ative o System Flush (Tela “Maintain”) se os lotes forem novos.

### c) Após instalação do segundo frasco de tampão 1

Siga até a tela **Lot Info**  
 Selecione o **Buffer 1 (5 de 8)** na tela  
 “Toque” o contador  
 Na opção **Reset Buffer**, selecione **Reset**.

## 7. PROCEDIMENTO DETALHADO

### 7.1 Procedimento de Prime em uma nova coluna

**NOTA:** O prime é feito uma vez a cada nova coluna.

- Coloque o adaptador de microtubo com o código de barras “PRIME” na primeira posição da rack;
- Certifique-se que o código de barras esta voltado para a parte de trás da rack;
- Verta o conteúdo do prime para o microtubo de 1,5mL e coloque-o na primeira posição da rack (dentro do adaptador devidamente identificado com código de barras);
- Coloque a rack no equipamento;
- Selecione a tela “Run”, após o equipamento cessar os movimentos de inicialização;
- Verifique “Prime” aparecer na (tela Run);
- Se o código de barras “Prime” não estiver OK, digite “Prime” como identificação de amostras na posição #1 na opção Run/Edit.
- Selecione “Start” na tela;
- O sistema iniciará automaticamente um “flush” com Wash após o Prime estar completo. Todo processo dura 13 minutos.
- Selecione “Eject” na tela Run para remover a rack após terminado o procedimento.

### 7.2 Procedimento de calibração em uma nova coluna

**NOTA:** A calibração é realizada uma vez a cada nova coluna.

CÓDIGO: PT-LB-BQ-453	<b>HEMOGLOBINA GLICADA</b>	ELABORADO:  Adson Amaral	APROVADO:  Andersom Alvim	DATA:  27/04/2011	Ver:  001	Pg.:  4/5
-------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------

- Coloque os adaptadores (com seus códigos de barras) nas posições de 1 a 4 na rack de amostras: Cal1, Cal2, Low Control e High control (também já podem ser incluídos pacientes);
- Certifique-se de que os códigos de barras estão voltados para a parte de trás da rack;
- Pipete 1mL de cada tipo de amostras dentro dos frascos específicos;
  - Calibradores na requerem pré-diluição.
  - Controles requerem diluição de 1:300 com o wash.
- Insira a rack no sistema;
- Se o código de barras dos calibradores e controles estiverem danificados ou não forem lidos por outro motivo, manualmente escreva-os na worklist (Run/Edit screen): Cal1, Cal2, CTRL, CTRH.
- Certifique-se de que a opção "Stop IF calibration fails" está selecionada na tela "Settings/ Alert Settings" (screen 5 of 5).
- Selecione "Start" na tela Run;
- O relatório de calibração será impresso após o teste ter sido executado;
- Após o termino da corrida, selecione "Eject" na tela Run e remova a rack.

### 7.3 Procedimento de rotina com as amostras

- "Passar" os controles Baixo e Alto nas posições 1 e 2 da rack;
- Preencher os espaços remanescentes com amostras de pacientes. OBS: Amostras pré-diluídas são colocadas em adaptadores sem código de barras).
- Insira a rack no sistema;
- Inicialmente, código de barra são lidos;
- No caso de algum código de barras não ter sido lido ou amostras pré-diluídas sem código de barras, entrar manualmente com os mesmos na tela "Run/Edit screen". **Obs: O sistema não realiza o teste se a amostra não estiver identificada.**
- Selecione "**Start**" para iniciar a corrida;
- Ao término da corrida selecione "Eject" na tela Run para remover a rack.

**NOTA:** Após o término da corrida, o sistema entrará em "Standby" e permanecerá assim durante 30 minutos. Se durante este tempo não forem colocadas novas amostras, o sistema entra em Sleep.

## 8. CÁLCULO DE LIBERAÇÃO DOS RESULTADOS

- Não se aplica.

## 9. CONTROLE DE QUALIDADE

- Passar diariamente antes do início da rotina os controles 1 e 2 , próprios do equipamento, e verificar se os resultados dos controles estão válidos. Imprimir os resultados ao final da rotina e arquivar junto aos resultados dos pacientes.

CÓDIGO: PT-LB-BQ-453	<b>HEMOGLOBINA GLICADA</b>	ELABORADO:  Adson Amaral	APROVADO:  Andersom Alvim	DATA:  27/04/2011	Ver:  001	Pg.:  5/5
-------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------

## 10. INTERVALO DE REFERÊNCIA E VALOR CRÍTICO

Hemoglobina A <sub>1c</sub>	Significado
>8	Altamente sugestivo
6 - 7	Alto risco de desenvolver Diabetes
< 6	Não Diabético

## 11. INTERFERENTES

- Amostras com coágulos.

## 12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Manual de instruções BIORAD D10 Hemoglobina glicada.
2. Engvall E. and Perlmann P.. J.Immunol.. 109: 129-135, 1971
3. Betts R.F. and al.. Journal of Infectious Diseases, 143:821-826, 1981
4. Kraat Y.J. et al.. Journal of Clin.Microbiol.. 30: 522-524, 1992.
5. Landini M.P. et al.. Eur.J.Clin.Microbiol.. 8: 159-163, 1989

## HISTÓRICO DE REVISÕES

Pg.	NATUREZA DA ALTERAÇÃO	DATA REVISÃO	VERSÃO	RESPONSÁVEL